

Indikace																												
Výrobek	I. třída	II. třída	III. třída	IV. třída	V. třída	Přímé fasety	Minimálně invazivní ošetření	Výplně dočasných zubů	Podložkový materiál (báze) pod kompozita	Provizorní výplně	Sealer pro kořenové kanálky	Dostavba pilířů	Podložka (liner)		Pečetění fisur	Příprava skloviny/ dentinu	Nepřímé inlaye, onlaye, fasety		Míchací poměr	Aktivační čas	Čas míchání - Capmix/ ruční míchání	Čas míchání - Rotomix	Pracovní čas (včetně míchání)	Čas tuhnutí od začátku míchání	Světelná polymerace Elipar™ 2500	Světelná polymerace Elipar™ FreeLight 2		
Typ materiálu																		Míchací poměr	Aktivační čas	Čas míchání - Capmix/ ruční míchání	Čas míchání - Rotomix	Pracovní čas (včetně míchání)	Čas tuhnutí od začátku míchání	Světelná polymerace Elipar™ 2500	Světelná polymerace Elipar™ FreeLight 2			
Filtek™ Supreme	●	●	●	●	●	●	●	○				○					○								0:20 ₆₎	0:10 ₇₎		
Filtek™ Z250	●	●	●	●	●	○	●	○				○					○								0:20 ₈₎	0:10 ₉₎		
Valux™ Plus	●	●	●	●	●			○									○ ₅₎								0:40	0:20		
Filtek™ Flow					○		●		●				●		○										0:20	0:10		
Filtek™ P60	●	●										○					○								0:20	0:10		
Ketac™ Molar Aplicap™ Ručně míchatelné verze	● ₁₎ ● ₁₎	● ₂₎ ● ₂₎			○ ○		● ●	● ●	● ●	● ₂₎ ● ₂₎	● ●	○ ○			○ ○					1/1	0:02 0:45	0:15 0:45	0:10	2:00 3:00	4:30 5:00			
Ketac™ Fil Plus Aplicap™ Ručně míchatelné verze	○ ₁₎ ○ ₁₎		● ●		● ●		○ ○	● ●		● ₂₎ ● ₂₎		○ ○			○ ○					1/1	0:02 1:00	0:10 1:00	0:08	1:30 2:00	7:00 7:00			
Photac™ Fil Quick Aplicap™ Ručně míchatelné verze	○ ₁₎ ○ ₁₎		● ●		● ●		● ●	● ●		○ ₂₎ ○ ₂₎										1/2	0:02 0:45	0:15 0:45	0:10	2:00 2:20		0:20 0:20	0:10 0:10	
Vitremer™	○ ₂₎	○ ₂₎	●		●		●	●	○	○ ₂₎		●								1/2		0:45		3:00	4:00	0:40	0:20	
Ketac™ Bond Aplicap™ Ručně míchatelné verze									●				○ ○								1/1	0:02 0:35	0:10 0:35	0:08	1:45 2:00	4:00 4:00		
Vitrebond™													●							1/1		0:15		2:40		0:30	0:15	
Cavit™, Cavit™ -W, -G												● ₃₎																
Ketac™ Conditioner																●												
Vitremer™ Primer																●										0:20	0:10	
Ketac™ Glaze																										0:10	0:05	
Finishing Gloss																										0:20	0:10	
Alkaliner™ MiniTip™													● ₄₎													0:50		

1) malé výplně, 2) dlouhodobé provizorní výplně, 3) krátkodobé provizorní výplně, 4) ochrana pulpy, 5) inlaye, 6) dentinové odstíny (40 sekund), 7) dentinové odstíny (20 sekund) 8) B0.5, C4, DU (30 sekund), 9) B0.5, C4, DU (15 sekund), 10) po dobu 2 hodin po aplikaci vylučte mastikační síly

● = primární doporučení: speciálně navrženo pro potřeby příslušné indikace

○ = sekundární doporučení