

Clinpro™ White Varnish



Prevence vzniku zubního kazu

Uvolňuje fluoridy, kalcium a fosfát

- Uvolněné množství fluoridů 22.600 ppm (NaF s TCP technologií)

Skvělá zatékavost

- Lak se rychle dostane do všech prostorů

Okamžitá úleva od hypersensitivity

- Pokrývá a uzavírá dentinové tubuly

Jednoduchá aplikace

- Nevyžaduje specifické zkušenosti
- Není třeba sušit zuby
- Stačí nanést tenká vrstva laku



3M™ Clinpro™ White Varnish lak s obsahem trikalcium fosfátu (TCP)

Pomáhá zuby udržet zdravé také v průběhu ortodontické léčby.

Pro ortodontické pacienty může být důkladné čištění v okolí rovnátek problematické, což zuby činí náchylnými k problémům. Jednoduchým řešením od společnosti 3M je Clinpro™ White Varnish s obsahem trikalcium fosfátu (TCP). TCP má patentované složení a obsahuje fluoridy, vápník a fosfáty — složky, které se přirozeně vyskytují ve slinách. Clinpro™ White Varnish lak nepřetržitě uvolňuje fluoridy v průběhu 24 hodin. Zůstává déle tekutý a pokrývá povrchy zubů, proniká do obtížně dosažitelných míst, včetně mezizubních prostor a okolí rovnátek. Lak je aktivován slinami.



Naneseno během chvilky

Jednoduše naneste Clinpro™ White Varnish lak s obsahem 5% fluoridu sodného v tenké a rovnoměrné vrstvě do ošetřované oblasti horizontálními tahy štětečku. Není potřeba žádné sání.

Popis balení:

Prevence vzniku zubního kazu. Uvolňuje fluoridy, kalcium a fosfát.

Clinpro White Varnish - Balení (50 dávek à 0,5ml, příchut' meloun), Objednávací číslo 12249L

Clinpro White Varnish - Balení (50 dávek à 0,5ml, příchut' třešeň), Objednávací číslo 12249C

Clinpro White Varnish - Balení (50 dávek à 0,5ml, příchut' máta), Objednávací číslo 12249 WT



Hlavní výhody

- Uvolňuje 22 600 ppm fluoridu
- Nanáší se během chvilky a je téměř neviditelný
- Může být nanášen i v přítomnosti zubního plaku
- Před aplikací není třeba sušit zuby
- Indikován pro léčbu hypersenzitivity
- Oslazen xylitolem

